

ANDiS 396 全自动核酸提取仪 (96通量)

医疗器械备案凭证编号：沪闵械备 20220063 号



ANDiS 396产品特点

高通量

最多可检测96个样本/批

更快速

最快可达8分钟/批

更安全

紫外灯旋转消毒、HEPA高效过滤

产品参数

型号		ANDiS 396	
样本通量	1-96	处理体积	30 μ L-1000 μ L
性能优异	磁珠回收率99%，提取孔间差 \leq 2%	混合方式	震荡混合，多档速度可调
程序管理	程序扫码自动录入，可新建、编辑、删除实验程序	程序存储	可储存100条实验程序
操作方式	10.1英寸，触屏操作界面	操作语言	中/英文
仪器尺寸	600mm(长) \times 620mm(宽) \times 525mm(高)	仪器重量	38.6Kg
断电保护	意外断电再供电时，可继续运行实验	仪器接口	USB接口、网口
防污染设计	负压HEPA排气过滤模块，内置紫外消毒模块		

思路迪高通量核酸提取解决方案

ANDiS 396全自动核酸提取仪

+

思路迪核酸提取试剂



思路迪核酸提取试剂

提取试剂除了标准配置版本以外,还有无乙醇版本及无乙醇和蛋白酶K版本,方便运输和储存,客户可根据需求自由选择。

	产品规格	备案号	备注
96A (标准版)	96测试	沪闵械备20210043号	
96A (全组分预封装版)	96测试	沪闵械备20210100号	全组分预封装,无乙醇
96B	96测试	沪闵械备20210122号	全组分预封装,无乙醇和蛋白酶K
	192测试		
	1920测试		

试剂特点

可与ANDiS系列核酸提取仪配套使用,也可适配其他品牌的96通道提取仪器

适配灵活

方便运输

有效期最长达12个月

有效期长

对运输保存温度要求不高,无蛋白酶K试剂可常温保存



思路迪诊断

公司名称:上海思路迪生物医学科技有限公司

公司地址:上海闵行区新骏环路158号2幢A座

联系电话:400-021-1661

Email:ANDiS_service@3dmedcare.com